



PRO BASE®

KATALOGAS 2025



Prodenta3D –

technologinis centras, sėkmingai veikiantis jau daugiau nei dešimtmetį. Savo veiklą pradėjome gamindami individualias metalo konstrukcijas specifiniams atvejams, o šiandien su pasididžiavimu pristatome ilgai kurtą ir išstobulintą produktą – **PROBASE® titano atramas**. Tai pažangus protezavimo sprendimas, pasižymintis itin lanksčiomis panaudojimo galimybėmis ir pritaikytas skaitmeninei darbo eigai.

Sukaupta patirtis, nuolatinės inovacijos, moderni įranga ir aukštos kvalifikacijos specialistų komanda leidžia mums užtikrinti, kad **PROBASE®** titano atramos yra ne tik inovatyvios, bet ir atitinka griežčiausius Europos saugumo standartus. Siekdami aukščiausios kokybės, siūlome ne tik pažangias **PROBASE®** atramas, bet ir visapusišką bendradarbiavimą, padedantį įgyvendinti visus protezavimo sprendimus.



Sertifikatai – kokybės ir saugumo garantija

Prodenta3D gamybos padalinys atitinka kokybės ir saugumo standartus, užtikrindamas aukščiausios kokybės gamybą ir patikimus produktus. Mūsų vadybos sistema yra sertifikuota pagal **ISO 13485 standartą**, kuris reglamentuoja medicinos prietaisų gamybos procesus. Šis sertifikatas užtikrina, kad kiekvienas gamybos ir vadybos etapas yra griežtai kontroliuojamas, taip sukuriant saugią aplinką bei išlaikant aukščiausius kokybės standartus.

Mūsų gaminamos **PROBASE®** titano atramos atitinka naujausius Medicinos Direktyvos reikalavimus (MDR). Šis sertifikatas leidžia mūsų produktus ženklini **CE ženklu**, patvirtinančiu, kad jie atitinka visus Europos medicinos prietaisams keliamus saugumo ir kokybės reikalavimus.

Įgyti sertifikatai ne tik įrodo mūsų įsipareigojimą kokybei, bet ir patvirtina, kad **Prodenta3D** yra pripažintas Europos medicinos prietaisų gamintojas, atitinkantis aukščiausius tarptautinius gamybos standartus.

Ar mes turime garantijas? Taip! Ne tik atramoms bet ir implantams!

Prodenta3D garantuoja aukščiausią kokybę ir ilgaamžiškumą – todėl visoms **PROBASE®** atramoms suteikiame viso gyvenimo garantiją. Tai reiškia, kad pasirinkę mūsų produktus, galite būti visiškai tikri dėl jų patikimumo ir ilgaamžiškumo.

Tačiau mūsų įsipareigojimai tuo nesibaigia. Mes taip pat suteikiame garantiją dantų

implantams, ant kurių buvo atliktas protezavimas naudojant **PROBASE®** atramas. Ši garantija atitinka gamintojo nustatytas sąlygas.

Pasirinkdami **Prodenta3D**, galite būti ramūs – mes prisiimame visą atsakomybę už savo produktus ir užtikriname, kad jie tarnautų visą gyvenimą.



**Viso gyvenimo
garantija Probase®
atramos**




**Trečios šalies
garantija dantų
implantams**

Probase® atramų privalumai



Probase® Multi-Unit produktai



TURINYS

Implant level	7
Connical ANK Implant <i>Suderinama su Ankylos® Implant</i>	7
Connical EV M <i>Suderinama su Astra Tech® EV M</i>	8
Connical EV S <i>Suderinama su Astra Tech® EV S</i>	9
Connical AR <i>Suderinama su Megagen® Anyridge</i>	10
Connical MGG AO <i>Suderinama su Megagen® AO</i>	11
Connical MGG Octa <i>Suderinama su Megagen® Octa</i>	11
Connical GM Ø3.8 <i>Suderinama su Neodent® GM Ø3.8</i>	12
Connical GM Ø4.5 <i>Suderinama su Neodent® GM Ø4.5</i>	13
Connical NP <i>Suderinama su Nobel® NP</i>	15
Connical RP <i>Suderinama su Nobel® RP</i>	16
Connical Mini <i>Suderinama su Osstem® TS mini</i>	18
Connical Regular TS <i>Suderinama su Osstem® TS regular</i>	19
Connical NC <i>Suderinama su Straumann® NC Bone level</i>	21
Connical RB <i>Suderinama su Straumann® RB Bone level</i>	22
Connical RC <i>Suderinama su Straumann® RC Bone level</i>	23
Octagon RN <i>Suderinama su Straumann® RN Tissue level</i>	25
Multi-unit level	26
Multi ANK <i>Skenavimo kūnas Ankylos® MU 4.2</i>	26
Multi MED <i>Suderinama su Medentika® Multi-unit</i>	27
Multi MGG <i>Suderinama su Megagen® Multi-unit</i>	28
Multi NEO <i>Suderinama su Neodent® Multi-unit</i>	29
Multi NOB <i>Suderinama su Nobel® Multi-unit ø4.8</i>	30
Multi OSS <i>Suderinama su Osstem® Multi-unit</i>	31
Multi STR <i>Suderinama su Straumann® Multi-unit ø4.6</i>	32
Universal Multi-unit line	34

Implant level



Connical EV M

Suderinama su Astra Tech® EV M

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 25Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1mm	2mm	3mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	19.01.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	19.01.AB01X3	19.01.AB02X3	19.01.AB03X3

Connical ANK Implant

Suderinama su Ankylos® Implant



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
17.01.SC00X1	Hex 1.0	1 vnt.	35Ncm
17.01.SC00X5	Hex 1.0	5 vnt.	35Ncm



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
19.01.SC00X1	Hex 1.26	1 vnt.	25Ncm
19.01.SC00X5	Hex 1.26	5 vnt.	25Ncm

Connical EV S

Suderinama su Astra Tech® EV S

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 25Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1mm	2mm	3mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	18.01.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	18.01.AB01X3	18.01.AB02X3	18.01.AB03X3



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
18.01.SC00X1	Hex 1.26	1 vnt.	25Ncm
18.01.SC00X5	Hex 1.26	5 vnt.	25Ncm

Connical AR

Suderinama su Megagen® Anyridge

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1mm	2mm	3mm	4mm
Rotacija	Be rotacijos			
Varžtas	18.01.SC00			
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	04.01.AB01X3	04.01.AB02X3	04.01.AB03X3	04.01.AB04X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1mm	2mm	3mm	4mm
Rotacija	Su rotacija			
Varžtas	04.01.SC00			
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	04.01.AB11X3	04.01.AB12X3	04.01.AB13X3	04.01.AB14X3



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
04.01.SC00X1	Hex 1.2	1 vnt.	35Ncm
04.01.SC00X5	Hex 1.2	5 vnt.	35Ncm

Connical MGG AO

Suderinama su Megagen® AO

Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
04.04.SC00X1	Hex 1.2	1 vnt.	35Ncm
04.04.SC00X5	Hex 1.2	5 vnt.	35Ncm

Connical MGG Octa

Suderinama su Megagen® Octa

Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
04.02.SC00X1	Hex 1.2	1 vnt.	35Ncm
04.02.SC00X5	Hex 1.2	5 vnt.	35Ncm



Connical GM Ø3.8

Suderinama su Neodent® GM Ø3.8

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 20Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	0.8mm	1.5mm	2.5mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	03.01.SC01		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	03.01.AB01X3	03.01.AB02X3	03.01.AB03X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 20Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	0.8mm	1.5mm	2.5mm
Rotacija	Su rotacija		
Varžtas	03.01.SC01		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	03.01.AB11X3	03.01.AB12X3	03.01.AB13X3

**Probase® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
03.01.SC01X1	Unigrip	1 vnt.	20Ncm
03.01.SC01X5	Unigrip	5 vnt.	20Ncm

Connical GM Ø4.5

Suderinama su Neodent® GM Ø4.5

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 20Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	0.8mm	1.5mm	2.5mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	03.01.SC01		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	03.01.AB06X3	03.01.AB07X3	03.01.AB08X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 20Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	0.8mm	1.5mm	2.5mm
Rotacija	Su rotacija		
Varžtas	03.01.SC01		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	03.01.AB16X3	03.01.AB17X3	03.01.AB18X3

**Probase® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
03.01.SC01X1	Unigrip	1 vnt.	20Ncm
03.01.SC01X5	Unigrip	5 vnt.	20Ncm

Connical NP

Suderinama su Nobel® NP

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1mm	2mm	3mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	02.02.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	02.02.AB01X3	02.02.AB02X3	02.02.AB03X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1mm	2mm	3mm
Rotacija	Su rotacija		
Varžtas	02.02.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	02.02.AB04X3	02.02.AB05X3	02.02.AB06X3



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
02.02.SC00X1	Unigrip	1 vnt.	35Ncm
02.02.SC00X5	Unigrip	5 vnt.	35Ncm

Connical RP

Suderinama su Nobel® RP

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1mm	2mm	3mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	02.03.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	02.03.AB01X3	02.03.AB02X3	02.03.AB03X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1mm	2mm	3mm
Rotacija	Su rotacija		
Varžtas	02.03.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	02.03.AB04X3	02.03.AB05X3	02.03.AB06X3



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
02.03.SC00X1	Unigrip	1 vnt.	35Ncm
02.03.SC00X5	Unigrip	5 vnt.	35Ncm

Connical Mini

Suderinama su Osstem® TS mini

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 20Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	07.03.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	07.03.AB01X3	07.03.AB02X3	07.03.AB03X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 20Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
Rotacija	Su rotacija		
Varžtas	07.03.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	07.03.AB04X3	07.03.AB05X3	07.03.AB06X3

**Probased® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
07.03.SC00X1	Hex 1.2	1 vnt.	20Ncm
07.03.SC00X5	Hex 1.2	5 vnt.	20Ncm

Connical Regular TS

Suderinama su Osstem® TS regular

Probased® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 30Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	07.02.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	07.02.AB01X3	07.02.AB02X3	07.02.AB03X3

Probased® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 30Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
Rotacija	Su rotacija		
Varžtas	07.02.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	07.02.AB05X3	07.02.AB06X3	07.02.AB07X3

**Probased® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
03.01.SC01X1	Unigrip	1 vnt.	20Ncm
03.01.SC01X5	Unigrip	5 vnt.	20Ncm

Connical NC

Suderinama su Straumann® NC Bone level

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	01.05.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	01.04.AB01X3	01.04.AB02X3	01.04.AB03X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
Rotacija	Su rotacija		
Varžtas	01.05.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	01.04.AB11X3	01.04.AB12X3	01.04.AB13X3



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
01.05.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	35Ncm
01.05.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	35Ncm

Connical RB

Suderinama su Straumann® RB Bone level

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.3mm	2.5mm	3.5mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	01.01.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	01.01.AB04X3	01.01.AB02X3	01.01.AB03X3

**Probase® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
01.01.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	35Ncm
01.01.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	35Ncm

Connical RC

Suderinama su Straumann® RC Bone level

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
Rotacija	Be rotacijos		
Varžtas	01.05.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	01.05.AB01X3	01.05.AB02X3	01.05.AB03X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 30Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
Rotacija	Su rotacija		
Varžtas	01.05.SC00		
Cementavimo aukščiai	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2	5.5/4.3/3.2
REF. Kodas	01.05.AB11X3	01.05.AB12X3	01.05.AB13X3

**Probase® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
01.05.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	35Ncm
01.05.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	35Ncm

Octagon RN

Suderinama su Straumann® RN Tissue level

Probase® atrama pavieniui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai



Gleivinės aukštis	-
Rotacija	Be rotacijos
Varžtas	01.07.SC00
Cementavimo aukščiai	6/4.85/3.7
REF. Kodas	01.04.AB01X3

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 35Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 3 cementavimo aukščiai




Gleivinės aukštis	-
Rotacija	Su rotacija
Varžtas	01.07.SC00
Cementavimo aukščiai	6/4.85/3.7
REF. Kodas	01.04.AB11X3



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
01.07.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	35Ncm
01.07.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	35Ncm

Multi-unit level



Multi ANK

Skenavimo kūnas Ankylos® MU 4.2

Probase® skenavimo kūnas

- Titanas + PEEK
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**



Varžtas	17.02.SC00
REF. Kodas	17.02.SB03

**Probased® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
17.02.SC00X1	Hex 1.0	1 vnt.	15Ncm
17.02.SC00X5	Hex 1.0	5 vnt.	15Ncm

Multi MED

Suderinama su Medentika®Multi-unit

**Probased® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
17.02.SC00X1	Hex 1.0	1 vnt.	15Ncm
17.02.SC00X5	Hex 1.0	5 vnt.	15Ncm

Probased® Universalus MU Ø4.6-Ø4.8 skenavimo kūnas

- Titanas + PEEK
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**



Varžtas

01.03.SC00

REF. Kodas

23.01.SB03

**Probased® R-Type varžtas**

Skirtas tiesioginiam cirkonio/pmma prisukimui

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
23.01.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	15Ncm
23.01.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	15Ncm

Multi MGG

Suderinama su Megagen® Multi-unit

Probased® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 2 cementavimo aukščiai



Varžtas

04.03.SC00

Cementavimo aukščiai

5.65/4.5

REF. Kodas

04.03.AB01X3

**Probased® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
04.03.SC00X1	Hex 1.2	1 vnt.	15Ncm
04.03.SC00X5	Hex 1.2	5 vnt.	15Ncm

Probased® Universalus MU Ø4.6-Ø4.8 skenavimo kūnas

- Titanas + PEEK
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**



Varžtas

01.03.SC00

REF. Kodas

23.01.SB03

**Probased® R-Type varžtas**

Skirtas tiesioginiam cirkonio/pmma prisukimui

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
23.01.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	15Ncm
23.01.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	15Ncm

Multi NEO

Suderinama su Neodent® Multi-unit

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 2 cementavimo aukščiai



Varžtas	03.02.SC00
Cementavimo aukščiai	5.65/4.5
REF. Kodas	03.02.AB01X3



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
03.02.SC00X1	Unigrip	1 vnt.	15Ncm
03.02.SC00X5	Unigrip	5 vnt.	15Ncm

Probase® Universalus MU Ø4.6-Ø4.8 skenavimo kūnas

- Titanas + PEEK
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**



Varžtas	01.03.SC00
REF. Kodas	23.01.SB03



Probase® R-Type varžtas

Skirtas tiesioginiam cirkonio/pmma prisukimui

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
23.01.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	15Ncm
23.01.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	15Ncm

Multi NOB

Suderinama su Nobel® Multi-unit Ø4.8

Probase® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 2 cementavimo aukščiai



Varžtas	02.01.SC01/ 02.01.SC00
Cementavimo aukščiai	5.65/4.5
REF. Kodas	02.01.AB01X3



Probase® varžtas

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
02.01.SC01X1	Unigrip	1 vnt.	15Ncm
02.01.SC01X5	Unigrip	5 vnt.	15Ncm



Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
02.01.SC00X1	Omnigrip	1 vnt.	15Ncm
02.01.SC00X5	Omnigrip	5 vnt.	15Ncm

Probase® Universalus MU Ø4.6-Ø4.8 skenavimo kūnas

- Titanas + PEEK
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**



Varžtas	01.03.SC00
REF. Kodas	23.01.SB03

**Probased® R-Type varžtas**

Skirtas tiesioginiam cirkonio/pmma prisukimui

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
23.01.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	15Ncm
23.01.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	15Ncm

Multi OSS

Suderinama su Osstem® Multi-unit

Probased® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 20Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 2 cementavimo aukščiai



Varžtas	07.01.SC00
Cementavimo aukščiai	5.65/4.5
REF. Kodas	07.01.AB01X3

**Probased® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
07.01.SC00X1	Hex 1.2	1 vnt.	20Ncm
07.01.SC00X5	Hex 1.2	5 vnt.	20Ncm

Probased® Universalus MU Ø4.6-Ø4.8 skenavimo kūnas

- Titanas + PEEK
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**



Varžtas	01.03.SC00
REF. Kodas	23.01.SB03

**Probased® R-Type varžtas**

Skirtas tiesioginiam cirkonio/pmma prisukimui

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
23.01.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	15Ncm
23.01.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	15Ncm

Multi STR

Suderinama su Straumann® Multi-unit Ø4.6

Probased® atrama tiltui

- Titanas
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**
- 2 cementavimo aukščiai



Varžtas	01.03.SC00
Cementavimo aukščiai	5.65/4.5
REF. Kodas	01.03.AB01X3

**Probased® varžtas**

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
01.03.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	15Ncm
01.03.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	15Ncm

Probased® Universalus MU Ø4.6-Ø4.8 skenavimo kūnas

- Titanas + PEEK
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**



Varžtas	01.03.SC00
REF. Kodas	23.01.SB03



Probase® R-Type varžtas

Skirtas tiesioginiam cirkonio/pmma prisukimui

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
23.01.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	15Ncm
23.01.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	15Ncm

Universal
Multi-
unit line



Probase® Universalus MU Ø4.6-Ø4.8 skenavimo kūnas

Suderinama su Medentika® Multi-unit, Nobel® Multi-unit Ø4.8, Neobiotech® Multi-unit, Osstem® Multi-unit, Neodent® Multi-unit, Straumann® Multi-unit Ø4.6, Megagen® Multi-unit sistemomis

- Titanas + PEEK
- Prisukimas 15Ncm
- **Kartu su varžtu**



Varžtas	01.03.SC00
REF. Kodas	23.01.SB03



Probase® R-Type varžtas

Skirtas tiesioginiam cirkonio/pmma prisukimui

Ref kodas	Prisukimo atsuktuvėlis	Kiekis pakuotėje	Prisukimo jėga
23.01.SC00X1	Torx T6	1 vnt.	15Ncm
23.01.SC00X5	Torx T6	5 vnt.	15Ncm

Ankylos® yra registruotas prekių ženklas, priklausantis Dentsply Sirona Implants.
Astra Tech® yra registruotas prekių ženklas, priklausantis Dentsply IH AB.
Megagen® yra registruotas prekių ženklas, priklausantis MEGAGEN IMPLANT CO. LTD.
Neodent® yra registruotas prekių ženklas, priklausantis JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.
Nobel® yra registruotas prekių ženklas, priklausantis Nobel Biocare AB.
Osstem® yra registruotas prekių ženklas, priklausantis OSSTEM IMPLANT CO. LTD.
Straumann® yra registruotas prekių ženklas, priklausantis Straumann Holding AG, Šveicarija.

KONTAKTAI

orders@prodenta.lt

+370 6 568 0590

www.prodenta3d.com



prodenta 3D